Technische Merkmale EVA CAM 4K EVA CAM 4K



Achtung

Diese Seite dient als allgemeine Anleitung für die Installation des Produkts.

Die aktuellen technischen Spezifikationen finden Sie auf der Webseite:
https://www.futudent.com/products/educam

Technische Daten

Technische Daten:
Auflösung 4K mit 30 fps (frames per second)
Pixel: 8/13 Mpx (megapixel)
Kompatibilität: Windows, Mac
Objektiv: 25mm
Anschlüsse: USB 2

Empfohlene Systemanforderungen

Empfohlene Systemanforderungen für den Betrieb der EVA CAM 4K unter Windows und Mac

Betriebssystem	Windows: Windows 10 or latest
	MAC: OS X 10.15 (Catalina)
Prozessor	Windows: i5 / i7 from 5th Generation, H/HK or faster CPU over 5000
	MAC: Macbook Air / Pro 2016 latest
RAM	16 gigabyte (GB) or more
HardDisk	SSD 250GB or more
Anschlüsse	USB2 / USB3 for camera
	USB2 / USB3 for foot pedal
Bildschirmauflösung	3840×2160 or more

CSQ CERT. 9120.FAR1 CSQ MED CERT. 9124.FAR2